



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Předmět zakázky

Lůžko 1

- Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52
- stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm
- čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů
- ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm, pomocí elektromotoru
- laterální náklon +/- 30° s možností kontinuální automatické laterální terapie (možno řešit pomocí matrace)
- automatický vážicí systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru
- možnost současného polohování do pozice Trendelenburg min. 10° a laterálního náklonu min. 15°
- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka
- možnost snímání C ramenem
- mechanické spouštění zádového dílu (CPR)
- odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení
- integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici
- výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou
- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)
- Multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně integrovaný na vnější straně postranice se zobrazením vážicího systému, nastavením laterální terapie
- v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, páte kolečko motorizované pro lepší manipulaci s lůžkem (dvě rychlosti vpřed, jedna vzad) s dojezdem min. 3 km

Příloha č. 2

- funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabrzděného lůžka, nejlépe automatická brzda
- elektrický pohon lůžka umožňující transport (dvě rychlosti vpřed a jedna vzad)
- univerzální lišty a držáky na příslušenství
- držáky na infuzní stojan a hrazdu
- ochranná kolečka v rozích lůžka
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
- potenciálové propojení
- příslušenství:
 - sada fixačních klínů pro laterální náklon
 - držák hadic ventilátoru pro laterální náklon
 - držák kyslíkové lahve
- hrazda s madlem navíjecím

antidekubitní matrace

- systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů
- kompresor plně integrován do lůžka, nepřesahuje půdorys lůžka a neomezuje vnitřní prostor pacienta
- ovládání matrace z ovladače lůžka
- mód konstantně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód, transportní mód
- automatické přepnutí z max. módu max. po 30 min.
- provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti
- nosnost 250 kg

Lůžko číslo 2

- Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52
- Vnější rozměr lůžka maximálně 220 x 100 cm
- Rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm
- Možnost prodloužení ložné plochy min. o 25 cm
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm
- funkce TR/ATR min. 10°
- Ergonomické polohování ložné plochy – schopnost minimalizovat zvýšení tlaku a střížných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy
- Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu
- možnost mechanického rychlopusštění zádového dílu (CPR)
- odnímatelná čela, celoplastová se zámkem
- integrované dělené plastové postranice s ergonomickým ovládáním a tlumeným spouštěním
- v postranicích oboustranně integrované patientské ovládání výšky lůžka a polohování zádového a nožního dílu
- sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, ...)

Příloha č. 2

- patientský ovladač podsvětlený pro nastavení zádového a nožního dílu, pro výškové nastavení lůžka s integrovanou svítelnou
- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- kolečka s centrálním ovládáním brzd od nožního čela, prům. min. 125 mm
- držáky na infuzní stojan, hrazdu
- ochranná kolečka v rozích lůžka
- sklopné mobilizační madlo v nožní části lůžka
- bezpečná pracovní zátěž min. 300 kg
- alarm nezabrzdnutého lůžka
- zálohová baterie
- noční podsvětlení lůžka
- světelná signalizace nejnižší polohy lůžka
- lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky
- polička na lůžkoviny
- hrazda + madlo navíjecí

Matrace Pasivní

- Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví